



# CLEARFIL™ AP-X

## LIGHT- CURED COMPOSITE RESIN



## ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

### I. INTRODUCTION

CLEARFIL AP-X is a light-cured, radiopaque restorative composite resin which provides accurate color-matching, high polishability and excellent physical properties, making it ideal for both anterior and posterior restorations. It is formulated with optimal viscosity assuring easy handling and placement.

### II. INDICATIONS

- CLEARFIL AP-X is indicated for the following restorative applications:
- Class I, II, V restorations of posterior teeth
  - Class III, IV, V restorations of anterior teeth
  - Cervical cavities or defects involving root surfaces

### III. CONTRAINDICATION

Patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers

### IV. INCOMPATIBILITY

Do not use eugenol-containing materials for pulp protection or temporary sealing since the eugenol could retard the curing process.

### V. PRECAUTIONS

#### 1. Safety precautions

- Avoid use of the product for patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers.
- If any hypersensitivity, such as a rash or dermatitis, occurs from contact with the product, discontinue the use of the product and consult a physician.
- Wear gloves or take other appropriate protective measures to prevent the occurrence of hypersensitivity that may result from contact with methacrylate monomers.
- Use caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eyes. Before using the product, cover the patient's eyes with a towel to protect the patient's eyes from possible splashing material.
- If the product comes in contact with human body tissues, take the following actions.  
 <If the product gets in the eyes>  
 Immediately rinse the eye with copious amounts of water and consult a physician.  
 <If the product comes in contact with the skin>  
 Immediately wipe the material off using a cotton pledget (or gauze) moistened with alcohol and then wash with copious amounts of water.
- Use caution to prevent the patient from accidentally swallowing the product.
- Avoid looking directly at the curing light when curing the product.
- To prevent cross infection, avoid sharing the same paste among different patients. Dispense the paste on a mixing paper before use. Do not try to apply the paste directly from the syringe onto the patient's tooth.

#### 2. Handling and manipulation precautions

- If necessary, use a rubberdam in order to prevent moisture contamination.
- Do not use the product in conjunction with the other composite resin. Mixing materials may cause a change in physical properties, possibly a decrease, from the properties expected.
- If the adherent surface extends to uncut enamel, apply a phosphoric acid etching agent (e.g. K-ETCHANT GEL) and leave it in place for 10 seconds before washing and drying.
- Amalgam or other lining material remaining in the cavity will prevent the passage of light and the polymerization of the product. Completely remove any lining material when preparing the cavity.
- When light curing the product, note the depth of cure in this Instructions for Use.
- The emitting tip of the dental curing unit should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface is to be light cured, it is advisable to divide the area into several sections and light-cure each section separately.
- Low light intensity causes poor adhesion. Check the lamp for service life and the dental curing unit guide tip for contamination. It is advisable to check the dental curing light intensity using an appropriate light-evaluating device at appropriate intervals.
- The paste should be used as soon as practicable after being dispensed from the syringe. If the paste is to be left for a while before use, it should be covered with a light blocking plate.
- The product should be returned to room temperature before dispensing, if it has been taken out of a refrigerator. Failure to do this might cause breakage of the syringe.
- The use of the product is restricted to a licensed dental professional.

#### 3. Storage precautions

- Do not use after the expiration date. Note expiration date on the outside of package.
- Keep away from extreme heat or direct sunlight.
- The product must be stored at 2 - 25 °C / 36 - 77 °F when not in use.
- After the paste has been dispensed, the syringe should be capped securely as soon as possible to prevent the paste inside the syringe from being hardened by ambient light, and to keep foreign matter from entering the syringe.
- The product must be stored in proper places where only dental practitioners can access it.

### VI. SHADES SYSTEM AND COMPONENTS

#### 1. Shades

CLEARFIL AP-X is available in 14 shades separately; 11 shades correspond on a best-match basis with VITA Shade Guide plus 3 shades for special needs. Select an appropriate shade by matching the shade guide to the restoration. The XL and HO shades offer a strong, lighter white color. The HQ shade is translucent white and is suitable for sites requiring extra white color. The CL shade corresponds to A2 opaque and is suitable for cervical sites where opacity is required.

- Standard shades : A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, C3
- Cervical shades : A4, B4, C4 CL
- Translucent shades : XL, HO

#### 2. Components

Please see the outside of the package for contents and quantity.

#### 3. Ingredients

- Principle ingredients;
- Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA)
  - Triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA)
  - Silanated barium glass filler
  - Silanated silica filler
  - Silanated colloidal silica
  - di-Camphorquinone

The total amount of inorganic filler is approx. 71 vol%.  
The particle size of inorganic fillers ranges from 0.02 to 17 µm.

### VII. CLINICAL PROCEDURES

- Cleaning tooth structure
- Be sure the cavity is adequately cleaned. An adequately cleaned cavity

assures maximum adhesive performance.

#### 2. Moisture control

Avoid contamination of the treatment area from saliva or blood to produce optimal results. A rubber dam is recommended to keep the tooth clean and dry.

#### 3. Cavity preparations

Remove any infected dentin and prepare the cavity in the usual manner.

#### 4. Shade selection

Select an appropriate shade using the VITA Lumin-VACUUM shade guide.

#### 5. Pulp protection

Any actual or near pulp exposure should be covered with a hard setting calcium hydroxide material. However, usually a cement lining or basing is not necessary. Do not use eugenol materials for pulp protection.

#### 6. Acid etching uncut enamel

If the resin restorative material will extend to uncut enamel, apply etching agent (e.g. K-ETCHANT GEL) to the enamel, let it stay for 10 seconds, wash with water, and then dry.

#### [CAUTION]

The use of a bonding agent alone does not adequately condition uncut enamel. Overfilling of resin onto unetched, uncut enamel could cause marginal discoloration.

#### 7. Application of bonding agent

Tooth surface treatment and bonding should be performed according to Instructions for Use of the bonding system used (e.g. CLEARFIL SE BOND or CLEARFIL TRI-S BOND).

#### 8. Placement and light curing of CLEARFIL AP-X

- Dispensing  
Dispense the necessary amount of CLEARFIL AP-X. After dispensing the resin, turn the plunger counter-clockwise a half turn to prevent excess resin from escaping. Replace the syringe cap immediately to prevent premature curing of the resin. Use the resin within 5 minutes of dispensing. Extended exposure to the operating light will allow the resin to cure.
- Placement  
Incremental placement and light-curing each increment is strongly recommended especially in deep cavities and in Class II cavities.
- Curing  
Light-cure the resin with a dental visible light curing unit\* following the table. Hold the light tip as close to the resin as possible.

Table: Relation between curing time and depth of cure for each dental curing unit.

Type	Curing time (sec)	Depth of cure (mm)			
		XL, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2	A4, B4, C3, C4, CL, HO		
Conventional halogen*	20	2.0	1.5		
Fast halogen*	40	2.0	2.0		
	10	2.0	2.0		
Plasma arc*	5	2.0	1.5		
	10	2.5	2.0		
LED*	20	2.0	1.5		
	40	2.0	2.0		

#### \*Dental curing unit

Type	Light source	Wavelength range and light intensity
Conventional halogen	Halogen lamp	Light intensity <sup>1)</sup> of 150 – 550 mW/cm <sup>2</sup> in wavelength range from 400 – 515 nm
Fast halogen	Halogen lamp	Light intensity <sup>2)</sup> of more than 550 mW/cm <sup>2</sup> in wavelength range from 400 – 515 nm
Plasma arc	Xenon lamp	Light intensity <sup>3)</sup> of more than 2000 mW/cm <sup>2</sup> in wavelength range from 400 – 515 nm, and light intensity of more than 450 mW/cm <sup>2</sup> in wavelength range from 400 – 430 nm
LED	Blue LED1)	Light intensity <sup>2)</sup> of more than 300 mW/cm <sup>2</sup> in wavelength range from 400 – 515 nm

1) Peak of emission spectrum: 450 – 480 nm

2) Evaluated according to ISO 10650-1

3) Wavelength distribution and light intensity values measured with a spectro-radiometer calibrated using an IEC or the NIST\* (National Institute of Standards and Technology) standard lamp

#### 9. Finishing

Contour the restoration and adjust the occlusion using a fine diamond point. Polish with silicon rubber points or polishing discs.

#### [WARRANTY]

Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proved to be defective.

Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

#### [NOTE]

CLEARFIL, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL TRI-S BOND and SE BOND are trademarks of KURARAY CO., LTD.  
VITA is a trademark of VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG.

## FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

### I. INTRODUCTION

CLEARFIL AP-X est une résine composite restauratrice photopolymérisable radio-opaque qui permet une reproduction précise des couleurs et une grande capacité de polissage et qui est dotée de propriétés physiques excellentes, faisant d'elle une résine parfaite pour les restaurations antérieures et postérieures. Sa viscosité optimale garantit une facilité de manipulation et de pose.

### II. INDICATIONS

CLEARFIL AP-X est préconisé pour les applications de restauration suivantes:

- Les restaurations de Classe I, II, V des dents postérieures
- Les restaurations de Classe III, IV, V des dents antérieures
- Les cavités cervicales ou défauts de la surface de la racine

### III. CONTRE-INDICATION

Patients ayant des antécédents d'hypersensibilité aux monomères de méthacrylate

### IV. INCOMPATIBILITÉ

Ne pas utiliser de matériaux à base d'eugénol pour une protection de la pulpe ou un scellement temporaire, car l'eugénol pourrait retarder le processus de polymérisation.

### V. PRÉCAUTIONS

#### 1. Mesures de sécurité

- N'utilisez pas le produit chez les patients présentant une hypersensibilité aux monomères de méthacrylate.
- Si une hypersensibilité, telle que des rougeurs ou une dermatite, apparaît avec le produit, interrompez l'utilisation du produit et consultez un médecin.  
The use of a bonding agent alone does not adequately condition uncut enamel. Overfilling of resin onto unetched, uncut enamel could cause marginal discoloration.
- Portez des gants ou prenez d'autres mesures de protection nécessaires pour éviter une hypersensibilité pouvant être causée par tout contact avec les monomères de méthacrylate.
- Prenez les mesures nécessaires pour éviter que le produit ne soit en contact avec la peau ou les yeux. Avant d'utiliser le produit, protégez les yeux du patient à l'aide d'une serviette afin d'éviter toute projection éventuelle de matériaux.
- Si le produit entre en contact avec tout tissu humain, procédez comme suit :  
 <Si le produit est en contact avec l'œil>  
 Rincez immédiatement et abondamment l'œil à l'eau et consultez un ophtalmologiste.  
 <Si le produit est en contact avec la peau>  
 Épongez immédiatement avec un tampon de coton (ou de la gaze) imbibé d'alcool, puis rincez abondamment à l'eau.
- Prenez les mesures nécessaires pour éviter que le patient n'avale accidentellement le produit.
- Évitez de regarder directement la lampe de polymérisation lorsque vous polymérisez le produit.
- Afin d'éviter toute infection croisée, évitez d'utiliser la même pâte pour différents patients. Déposez la pâte sur un papier de mélange avant utilisation. N'essayez pas d'appliquer la pâte sur la dent du patient directement à partir de la seringue.

#### 2. Précautions relatives à l'utilisation et à la manipulation

- Si nécessaire, utilisez une digue en caoutchouc afin d'empêcher toute contamination par l'humidité.
- N'utilisez pas le produit avec d'autres résines composites. Le mélange de matériaux peut modifier les propriétés physiques et éventuellement diminuer les performances escomptées.
- Si la surface adhérente se propage à de l'émail non altéré, appliquez un agent mordant à base d'acide phosphorique (par exemple, K-ETCHANT GEL) et laissez le poser pendant 10 secondes avant de rincer et de laisser sécher.
- L'amalgame ou tout autre matériau de recouvrement resté dans la cavité empêchera le passage de la lumière et la polymérisation du produit. Retirez intégralement tout matériau de recouvrement lors de la préparation de la cavité.
- Lors de la photopolymérisation du produit, notez la profondeur de la polymérisation dans ce mode d'emploi.
- La pointe émettrice de l'appareil de polymérisation dentaire doit être maintenue aussi perpendiculaire à la surface de résine et aussi près que possible de la surface de résine. Si la surface de résine à photopolymériser est grande, il est préférable de diviser la zone en plusieurs sections et de photopolymériser chaque section séparément.
- Si l'intensité de la lumière est trop faible, cela peut entraîner une mauvaise adhérence. Vérifiez la durée de vie de la lampe et examinez la pointe émettrice de l'appareil de polymérisation dentaire afin de vous assurer de l'absence de toute contamination. Il est recommandé de vérifier l'intensité de la lampe de l'appareil de polymérisation à l'aide d'un appareil de mesure de l'intensité approprié à des intervalles réguliers.
- La pâte doit être utilisée dès que possible une fois extraite de la seringue. Si la pâte doit être laissée de côté pendant un moment avant usage, elle doit être recouverte d'une plaque protectrice contre la lumière.
- Le produit doit être remis à température ambiante avant d'être appliqué s'il a été placé au réfrigérateur. La seringue risque de se casser si vous omettez cette étape.
- Le produit ne peut être utilisé que par un dentiste professionnel autorisé.

#### 3. Précautions de stockage

- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'extérieur de l'emballage.
- Ne pas exposer à une chaleur extrême et aux rayons directs du soleil.
- Le produit doit être conservé à 2 - 25 °C / 36 - 77 °F lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Une fois la pâte extraite, la seringue doit être proprement refermée dès que possible pour éviter que la pâte ne durcisse à la lumière ambiante et empêcher qu'un corps étranger ne s'immisce dans la seringue.
- Le produit doit être stocké dans un lieu prévu à cet effet auquel seuls des dentistes professionnels ont accès.

### VI. SYSTÈME DE TEINTES ET COMPOSANTS

#### 1. Teintes

CLEARFIL AP-X est disponible dans 14 teintes distinctes ; 11 teintes correspondent aux teintes les plus courantes du teintier VITA et 3 teintes pour les besoins spécifiques. Sélectionnez la teinte appropriée en faisant correspondre le teintier au site de restauration. Les teintes XL et HO offrent une couleur blanche vive et plus claire. La teinte HO est un blanc translucide qui s'adapte aux sites nécessitant une couleur extra blanche. La teinte CL correspond à l'opaque A2 et s'adapte aux sites cervicaux où l'opacité est requise.

- Teintes standard : A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, C3
- Teintes cervicales : A4, B4, C4 CL
- Teintes translucides : XL, HO

#### 2. Composants

Veuillez vous reporter à l'extérieur de l'emballage pour plus d'informations sur le contenu et les quantités.

#### 3. Ingrédients

- Ingrédients principaux :
- Bisphénol A diglycidylméthacrylate (Bis-GMA)
  - Triéthylène glycol diméthacrylate (TEGDMA)
  - Verre de barium silanisé
  - Matériau de remplissage de silice silanisé
  - Silice colloïdale silanisée

• di-Quinone camphrée

La quantité totale de matériau inorganique de remplissage est d'environ 71 vol%.  
La dimension des particules inorganiques de remplissage va de 0,02 à 17 µm.

### VII. PROCÉDURES CLINIQUES

- Nettoyage de la structure de la dent  
Assurez-vous que la cavité est correctement nettoyée. Une cavité propre garantit une performance d'adhérence optimale.

#### 2. Contrôle de l'humidité

Pour des résultats optimaux, évitez toute contamination de la zone de traitement par de la salive ou du sang. Une digue en caoutchouc est recommandée pour garder la dent propre et sèche.

#### 3. Préparation de la cavité

Retirez toute dentine infectée et préparez la cavité comme d'habitude.

#### 4. Sélection de la teinte

Sélectionnez une teinte appropriée à l'aide du teintier VITA Lumin-VACUUM.

#### 5. Protection pulpaire

La pulpe dentaire ou les zones proches de la pulpe dentaire exposées devront être couvertes à l'aide d'un matériau à base d'hydroxyde de calcium de prise dure. Toutefois, généralement, aucun revêtement ou base de ciment n'est nécessaire. N'utilisez pas de matériaux à base d'eugénol pour protéger la pulpe.

#### 6. Mordançage à l'acide de l'émail non altéré

Si le matériau à base de résine restauratrice se propage à de l'émail non altéré, appliquez un agent mordant (par exemple, K-ETCHANT GEL) à l'émail et laissez le poser pendant 10 secondes avant de rincer à l'eau et de laisser sécher.

#### [PRÉCAUTION]

L'utilisation d'un seul agent de collage ne conditionne pas proprement l'émail non altéré. Le débordement de la résine sur de l'émail non altéré, non mordançé peut entraîner une décoloration marginale.

#### 7. Application de l'agent de collage

Le traitement de la surface de la dent et le collage doivent être effectués conformément au mode d'emploi du système de collage utilisé (par exemple, CLEARFIL SE BOND ou CLEARFIL TRI-S BOND).

#### 8. Pose et photopolymérisation de CLEARFIL AP-X

- Dispersion  
Versez la quantité nécessaire de CLEARFIL AP-X. Une fois la résine versée, tournez le piston un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éviter que de la résine ne s'en échappe. Remettez le capuchon de la seringue immédiatement pour éviter toute prise anticipée de résine. Utilisez la résine dans les 5 minutes suivant la dispersion. Une exposition prolongée sous une lampe d'opération permettra à la résine de se polymériser.

- Pose  
La pose incrementale et la photopolymérisation de chaque incrément sont fortement recommandées, notamment pour les cavités profondes et les cavités de Classe II.

#### 3) Polymérisation

Photopolymérisez la résine avec un appareil de photopolymérisation dentaire visible\* en fonction du tableau suivant. Maintenez la pointe de la lampe le plus près possible de la résine.

Tableau : Correspondance entre le temps de polymérisation et la profondeur de la polymérisation pour chaque appareil de polymérisation dentaire.

Type	Temps de polymérisation (sec)	Profondeur de la polymérisation (mm)
	XL, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2	A4, B4, C3, C4, CL, HO
Halogène conventionnel <sup>1)</sup>	20	2,0
	40	2,0
Halogène rapide <sup>2)</sup>	5	2,0
	10	2,0
Arc de plasma <sup>3)</sup>	5	2,0
	10	2,5
LED <sup>4)</sup>	20	2,0
	40	2,0

#### \*Appareil de polymérisation dentaire

Type	Source de lumière	Plage de longueurs d'onde et intensité lumineuse
Halogène conventionnel <sup>1)</sup>	Lampe halogène	Intensité lumineuse <sup>2)</sup> de 150 – 550 mW/cm <sup>2</sup> dans la plage de longueurs d'onde de 400 – 515 nm
Halogène rapide <sup>2)</sup>	Lampe halogène	Intensité lumineuse <sup>3)</sup> supérieure à 550 mW/cm <sup>2</sup> dans la plage de longueurs d'onde de 400 – 515 nm
Arc de plasma	Lampe au xénon	Intensité lumineuse <sup>3)</sup> supérieure à 2000 mW/cm <sup>2</sup> dans la plage de longueurs d'onde de 400 – 515 nm et intensité lumineuse supérieure à 450 mW/cm <sup>2</sup> dans la plage de longueurs d'onde de 400 – 430 nm
LED	LED <sup>4)</sup> bleue	Intensité lumineuse <sup>3)</sup> supérieure à 300 mW/cm <sup>2</sup> dans la plage de longueurs d'onde de 400 – 515 nm

1) Spectre des émissions maximales : 450 – 480 nm

2) Évalué conformément à la norme ISO 10650-1.

3) Gamme d'ondes et valeurs de l'intensité lumineuse mesurées avec un spectroradiomètre calibré en utilisant une lampe standard IEC ou la lampe standard du NIST (National Institute of Standards and Technology)

#### 9. Finition


Tracez les contours de la restauration et ajustez l'occlusion à l'aide d'une fine pointe diamantée. Polissez avec des pointes en caoutchouc silicone ou des disques à polir.

#### [GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. remplacera tout produit manifestement défectueux.  
Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage, direct ou indirect, résultant de l'application ou utilisation non conforme de ces produits. Avant utilisation, l'utilisateur déterminera si les produits conviennent pour l'utilisation prévue, et l'utilisateur assumera tous les risques et responsabilités découlant de l'utilisation.

#### [NOTA]

CLEARFIL, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL TRI-S BOND et SE BOND sont des marques de KURARAY CO., LTD.  
VITA est une marque de VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG.



#### EC REP Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

## ESPAÑOL MODO DE EMPLEO

### I. INTRODUCCIÓN

CLEARFIL AP-X es una resina compuesta de restauración, fotopolimerizable y radiopaca que ofrece un preciso ajuste de color, gran capacidad de pulido y excelentes propiedades físicas, resultando ideal tanto para restauraciones anteriores como posteriores. Está formulada con una viscosidad óptima que garantiza un sencillo manejo y aplicación.

### II. INDICACIONES

CLEARFIL AP-X está indicada para las siguientes aplicaciones de restauración:

- Restauraciones de clase I, II, V de dientes posteriores.
- Restauraciones de clase III, IV, V de dientes anteriores.
- Cavidades cervicales o defectos en las superficies de las raíces.

### III. CONTRAINDICACIONES

Pacientes con historial de hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato

### IV. INCOMPATIBILIDADES

No utilizar materiales que contengan eugenol para la protección de la pulpa o el sellado provisional dado que el eugenol puede retrasar el proceso de polimerización.

### V. PRECAUCIONES

#### 1. Precauciones de seguridad

- Evitar utilizar el producto en pacientes con una hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato.
- Si el paciente muestra una reacción de hipersensibilidad por contacto con el producto, como es el caso de una erupción o dermatitis, interrumpir la utilización del mismo y consultar a un médico.
- Utilizar guantes o adoptar las medidas protectoras pertinentes para evitar la aparición de hipersensibilidad como resultado del contacto con los monómeros de metacrilato.
- Prevenir y evitar el contacto del producto con la piel o los ojos. Antes de utilizar el producto, cubrir los ojos del paciente con una toalla para protegerlos de posibles salpicaduras del material.
- Adoptar las siguientes medidas si el



## ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO

### I. INTRODUZIONE

CLEARFIL AP-X è una resina composta restaurativa radiopaca fotopolimerizzabile che fornisce un preciso processo di correzione colore, un'elevata lucidabilità ed eccellenti proprietà fisiche, rendendola ideale sia per restaurati anteriori, sia posteriori. È formulata con una viscosità ottimale che garantisce una manipolazione e una collocazione agevoli.

### II. INDICAZIONI

CLEARFIL AP-X è indicata per le seguenti applicazioni restaurative:

1. Restauri di denti posteriori di Classe I, II, V
2. Restauri di denti anteriori di Classe III, IV, V
3. Cavità cervicali o difetti che coinvolgono le superfici radicali

### III. CONTROINDICAZIONI

Pazienti con una storia di ipersensibilità verso i monomeri metacrilati

### IV. INCOMPATIBILITÀ

Non usare materiali contenenti eugenolo per la protezione della polpa o per sigillature temporanee, perché l'eugenolo potrebbe ritardare il processo di polimerizzazione.

### V. PRECAUZIONI

#### 1. Precauzioni di sicurezza

1. Evitare di usare il prodotto su pazienti con una storia di ipersensibilità verso i monomeri metacrilati.
2. Se si manifesta ipersensibilità, con uno sfogo o una dermatite, a causa del contatto con il prodotto, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
3. Indossare guanti o prendere appropriate misure protettive per evitare l'insorgere di ipersensibilità che potrebbe derivare dal contatto con i monomeri metacrilati.
4. Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la pelle o con gli occhi. Prima di utilizzare il prodotto, coprire gli occhi del paziente con un panno e proteggere gli occhi del paziente contro eventuali schizzi di materiale.
5. Se il prodotto viene a contatto con i tessuti del corpo umano, intraprendere le seguenti misure:  
<Se il prodotto entra negli occhi>  
Sciacquare immediatamente l'occhio con abbondante acqua e consultare un medico.  
<Se il prodotto entra in contatto con la pelle>  
Rimuovere immediatamente il materiale utilizzando un tampone di cotone (o garza) inumidito con alcol, quindi lavare con abbondante acqua.
6. Prestare la massima attenzione affinché il paziente non rischi di ingoiare accidentalmente il prodotto.
7. Evitare di guardare direttamente l'unità di polimerizzazione, durante il relativo trattamento del prodotto.
8. Per prevenire un'infezione incrociata, evitare di utilizzare la stessa pasta su diversi pazienti. Erogare la pasta su un cartoncino per la miscelazione prima dell'uso. Non cercare di applicare la pasta direttamente dalla siringa sul dente del paziente.

#### 2. Precauzioni d'uso e di manipolazione

1. Se necessario, utilizzare una diga in gomma per evitare la contaminazione da umidità.
2. Non utilizzare il prodotto in combinazione con altre resine composite. Una miscela dei materiali potrebbe causare una modifica delle proprietà fisiche, con possibile riduzione delle proprietà attese.
3. Se la superficie di adesione si estende allo smalto non tagliato, applicare un agente mordenzante a base di acido fosforico (ad esempio, K-ETCHANT GEL) e lasciarlo agire per 10 secondi prima di procedere al levaggio e all'asciugatura.
4. L'amalgama o altro materiale di rivestimento rimasto nella cavità eviterà il passaggio di luce e la polimerizzazione del prodotto. Rimuovere qualsiasi materiale di rivestimento durante la preparazione della cavità.
5. Durante la fotopolimerizzazione del prodotto, rispettare la profondità di polimerizzazione riportata nelle presenti istruzioni d'uso.
6. La punta ad emissione luminosa dell'unità di fotopolimerizzazione deve essere tenuta il più vicino e il più verticale possibile rispetto alla superficie in resina. Se deve fotopolimerizzare una grande superficie in resina, si consiglia di suddividere l'area in diverse sezioni, da fotopolimerizzare ciascuna separatamente.
7. Una bassa intensità luminosa causa una scarsa adesione. Verificare la durata utile della lampadina ed esaminare la punta guida dell'unità di fotopolimerizzazione dentale per eventuali tracce di contaminazione. Si consiglia di controllare regolarmente l'intensità della luce di polimerizzazione dentale utilizzando un appropriato dispositivo di valutazione.
8. La pasta deve essere utilizzata appena pronta dopo essere stata erogata dalla siringa. Se la pasta deve essere lasciata ferma prima di essere usata, deve essere coperta adeguatamente con una piastra di protezione contro la luce.
9. Il prodotto deve tornare alla temperatura ambiente prima di essere erogato, se è stato estratto da un frigorifero. In caso contrario si corre il rischio di rottura della siringa.
10. L'utilizzo del prodotto è riservato esclusivamente a professionisti del settore.

#### 3. Precauzioni di conservazione

1. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Osservare la data di scadenza riportata sull'esterno della confezione.
2. Tenere lontano da calore esterno e dalla luce solare diretta.
3. Il prodotto deve essere conservato a 2 - 25 °C / 36 - 77 °F se non utilizzato.

4. Dopo l'erogazione della pasta, la siringa deve essere richiusa in modo sicuro il prima possibile, per evitare un possibile indurimento della pasta all'interno della siringa a causa della luce ambiente e per evitare la penetrazione di materiale estraneo all'interno della siringa.
5. Il prodotto deve essere conservato in luoghi idonei, cui abbiano accesso esclusivamente professionisti del settore.

## VI. SISTEMA DI TONALITÀ E COMPONENTI

### 1. Tonalità

CLEARFIL AP-X è disponibile in 14 tonalità separate; 11 tonalità corrispondono su base best-match alla guida delle tonalità VITA più 3 tonalità per necessità particolari. Selezionare la tonalità appropriata confrontando la guida delle tonalità con il sito della restaurazione. Le tonalità XL e HO offrono un forte colore bianco più brillante. La tonalità HO è bianco translucido, idonea per siti che richiedono un colore extra bianco. La tonalità CL corrisponde all'A2 opaco ed è idoneo per siti cervicali dove è richiesta opacità.

- Tonalità standard : A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, C3
- Tonalità cervicali : A4, B4, C4 CL
- Tonalità translucide : XL, HO

### 2. Componenti

Si prega di guardare l'esterno della confezione per verificare contenuti e quantità.

### 3. Ingredienti

- Ingredienti principali:
- Bisfenolo A diglicidimetacrilato (Bis-GMA)
  - Trietileneglicoldimetacrilato (TEGDMA)
  - Riempitivo in vetro di bario silanizzato
  - Riempitivo in silice silanizzata
  - Silice colloidale silanizzata
  - di-Camforchinone

La quantità complessiva di filler inorganici è di ca. 71 vol%.  
La dimensione delle particelle dei filler inorganici va da 0,02 a 12 µm.

## VII. PROCEDURE CLINICHE

1. Pulizia della struttura del dente  
Accertarsi che la cavità sia adeguatamente pulita. Una cavità adeguatamente pulita garantisce la massima resa di adesione.

2. Controllo dell'umidità  
Per ottenere i risultati migliori, evitare di contaminare l'area da trattare con saliva o sangue. Per mantenere il dente pulito e asciutto si consiglia l'impiego di una diga in gomma.

3. Preparazioni della cavità  
Rimuovere tutta la dentina infetta e preparare la cavità in base alla consueta procedura.

4. Selezione della tonalità  
Selezionare una tonalità adeguata utilizzando la guida delle tonalità VITA Lumin-VACUUM.

5. Protezione della polpa  
Ogni area esposta della polpa o nei pressi della polpa deve essere coperta con un materiale a base di idrossido di calcio rigido. Solitamente, non è tuttavia necessario un rivestimento o una base in cemento. Non utilizzare materiali a base di eugenolo per la protezione della polpa.

6. Incisione ad acido su smalto non tagliato  
Se il materiale restaurativo in resina si estende fino allo smalto non tagliato, applicare un agente mordenzante (ad esempio, K-ETCHANT GEL) sullo smalto, lasciarlo agire per 10 secondi, lavare con acqua e quindi fare asciugare.

### [ATTENZIONE]

L'utilizzo di un agente legante da solo non condiziona adeguatamente lo smalto non tagliato. Una quantità eccessiva di resina sullo smalto non tagliato e non inciso potrebbe causare uno scolorimento marginale.

7. Applicazione di un agente legante  
Il trattamento della superficie dentale e l'applicazione di agenti leganti devono essere eseguiti in base alle Istruzioni d'uso per il sistema legante utilizzato (ad esempio, CLEARFIL SE BOND o CLEARFIL TRI-S BOND).

8. Collocazione e fotopolimerizzazione di CLEARFIL AP-X

- 1) Erogazione  
Erogare la quantità necessaria di CLEARFIL AP-X. Dopo aver erogato la resina, girare lo stantuffo in senso antiorario di mezzo giro per evitare di far fuoriuscire troppa resina. Ricollocare immediatamente il tappo della siringa per evitare la solidificazione precoce della resina. Utilizzare la resina entro 5 minuti dall'erogazione. Un'esposizione prolungata alla luce operativa permetterà la polimerizzazione della resina.

- 2) Collocazione  
È consigliato procedere per collocazione dei incrementi e fotopolimerizzazione di ogni incremento, specialmente nelle cavità profonde e nelle cavità di Classe II.

- 3) Polimerizzazione  
Fotopolimerizzare la resina con un'unità di fotopolimerizzazione dentale\* in base a quanto riportato nella tabella. Tenere la punta luminosa il più vicino possibile alla resina.

Tabella: Relazione tra il tempo di polimerizzazione e la profondità di polimerizzazione per ogni unità di polimerizzazione dentale.

Tipo	Tempo di polimerizzazione (sec)	Profondità di polimerizzazione (mm)					
		XL, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2	A4, B4, C3, C4, CL, HO				
Allogena convenzionale*	20	2,0	1,5				
	40	2,0	2,0				
Allogena rapida*	5	2,0	1,5				
	10	2,0	2,0				
Arco al plasma*	5	2,0	1,5				
	10	2,5	2,0				
LED*	20	2,0	1,5				
	40	2,0	2,0				

\*Unità di fotopolimerizzazione dentale

Tipo	Fonte luminosa	Gamma lunghezza d'onda e intensità luminosa
Allogena convenzionale	Lampada allogena	Intensità luminosa <sup>a)</sup> di 150 – 550 mW/cm² nella gamma di lunghezza d'onda 400 – 515 nm
	Lampada allogena	Intensità luminosa <sup>a)</sup> superiore a 550 mW/cm² nella gamma di lunghezza d'onda 400 – 515 nm
Arco al plasma	Lampada allo xeno	Intensità luminosa <sup>a)</sup> superiore a 2000 mW/cm² nella gamma di lunghezza d'onda 400 – 515 nm, e intensità luminosa superiore a 450 mW/cm² nella gamma di lunghezza d'onda 400 – 430 nm
	LED <sup>b)</sup> blu	Intensità luminosa <sup>a)</sup> superiore a 300 mW/cm² nella gamma di lunghezza d'onda 400 – 515 nm

- 1) Picco dello spettro di emissione: 450 – 480 nm
- 2) Validazione in conformità con ISO 10650-1.
- 3) Valori della distribuzione delle lunghezze d'onda e dell'intensità luminosa misurati con uno spettrofotometro tarato utilizzando un lampada standard IEC o NIST (National Institute of Standards and Technology)

### 9. Rifinitura

Rifinire il contorno della restaurazione e regolare l'occlusione utilizzando una punta in diamante fine. Lucidare con puntine in gomma siliconica o dischi di lucidatura.

## [GARANZIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto rivelatosi difettoso.

Kuraray Noritake Dental Inc. non accetta alcuna responsabilità per le perdite o i danni, diretti, conseguenti o speciali derivanti da un'applicazione, dall'uso o dall'incappata di uso di questi prodotti. Prima dell'uso, l'utente deve determinare l'idoneità dei prodotti allo scopo previsto e l'utente si assume i rischi e la responsabilità a questo collegati.

## [NOTA]

CLEARFIL, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL TRI-S BOND e SE BOND sono marchi di KURARAY CO., LTD.

VITA è un marchio di VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG.

## NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

### I. INLEIDING

CLEARFIL AP-X is een lichtuithardende, röntgenopake composietkunststof, die een correcte kleurenovereenkomst, uiterst goede polijstbaarheid en uitstekende fysieke eigenschappen mogelijk maakt, waardoor hij ideaal is voor zowel restauraties voor tanden en kiezen. Hij heeft een formule met een optimale viscositeit, die zorgt voor een goede verwerking en plaatsing.

### II. INDICATIES

- CLEARFIL AP-X is aangewezen voor de volgende Herstellende toepassingen:
1. Klasse I, II, V-restauraties van kiezen
  2. Klasse III, IV, V-restauraties van tanden
  3. Cervicale caviteiten of defecten met betrekking tot worteloppervlakken

### III. TEGENAANGEWEZEN

Patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor methacrylaatmonomeren

### IV. INCOMPATIBILITEIT

Geen eugenolhoudende materiaal ter bescherming van de pulpa of het voorlopig verzegelen gebruiken, omdat eugenol het uithardingsproces zou kunnen vertragen.

### V. VOORZORGSMAATREGELEN

#### 1. Veiligheidshinweisen

1. Vermijd het product bij patiënten met een gekende voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor methacrylaatmonomeren.
2. Indien de patiënt een overgevoeligheidsreactie zoals uitslag of dermatitis vertoont bij contact met het product moet u het gebruik van het product stopzetten en medische hulp inroepen.
3. Draag handschoenen of neem andere aangepaste beschermingsmaatregelen om het optreden van overgevoeligheid te voorkomen, die kan voortvloeien uit contact met methacrylaatmonomeren.
4. Wees voorzichtig om te voorkomen dat het product in contact komt met de huid of de ogen. Voordat u het product gebruikt, moet u de ogen van de patiënt met een doek beschermen tegen mogelijke spatten van het product.
5. Indien het product in contact komt met menselijke lichaamsweefsels, moet u de volgende stappen ondernemen.  
-<Indien het product in de ogen terecht komt>  
Onmiddellijk de ogen overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen.  
-<Indien het product in contact met de huid komt>  
Onmiddellijk het materiaal wegvegen met een wattenschijfje (of gaas), bevochtigd met alcohol, en vervolgens overvloedig spoelen met water.
6. Wees voorzichtig om te voorkomen dat de patiënt het product per ongeluk inslikt.
7. Tijdens het uitharden niet rechtstreeks in het polymerisatieapparaat kijken.
8. Om kruisinfectie te voorkomen moet u vermijden dezelfde pasta voor verschillende patiënten te delen. Breng de pasta voor gebruik op een mengpapier aan. Probeer niet om de pasta rechtstreeks van de spuit op de tanden van de patiënt aan te brengen.

#### 2. Voorzorgen voor verwerking en manipulatie

1. Indien nodig moet u een cofferdam gebruiken om te voorkomen dat er een contaminatie met vocht optreedt.
2. Gebruik het product niet samen met andere composietkunststoffen. Het mengen van materialen kan veranderingen van de fysieke eigenschappen veroorzaken, die mogelijk afbreuk doet aan de verwachte eigenschappen.
3. Indien het hechtoppervlak zich uitbreidt tot ongesneden email, breng een fosforzuur-etsmiddel (bijv. K-ETCHANT GEL) aan en laat het gedurende 10 seconden ter plaatse voor u spoelt en droogt.
4. Amalgama of andere onderlagen die in de caviteit achterblijven, verhinderen het doordringen van licht en dus de polymerisatie van het product. Verwijder eventuele onderlagen volledig wanneer u de caviteit voorbereidt.
5. Wanneer u het product met licht behandelt, moet u in deze gebruiksinformatie de uithardingsdiepte nalezen.
6. De uitligteopening van het polymerisatieapparaat moet zo dicht en verticaal mogelijk tegen het kunststofoppervlak worden geplaatst. Indien een groot kunststofoppervlak moet worden behandeld met licht is het aangewezen het gebied in verschillende secties te verdelen en de secties afzonderlijk met licht te behandelen.
7. Een lage lichtintensiteit veroorzaakt een slechte hechting. Controleer de levensduur van de lamp en de uitligteopening van het polymerisatieapparaat op contaminatie. Het is aangewezen om regelmatig de lichtintensiteit van het polymerisatieapparaat te controleren met een aangepast toestel voor lichtbeoordeling.
8. De pasta moet zo snel als praktisch mogelijk worden gebruikt nadat hij uit de spuit werd geduwd. Indien de pasta even moet rusten moet hij het product bedekt met een plaat die het licht blokkeert.
9. Het product moet voor het uitduwen terug op kamertemperatuur worden gebracht indien hij uit een koelkast werd gehaald. Als u dit niet doet, kan de spuit breken.
10. Het gebruik van het product is voorbehouden aan gediplomeerde tandheelkundigen.

#### 3. Voorzorgsmaatregelen voor bewaring

1. Niet gebruiken na de vervaldatum. De vervaldatum staat op de buitenverpakking.
2. Houd uit de buik van extreme warmte of rechtstreeks zonlicht.
3. Het product moet bewaard worden bij 2 - 25 °C / 36 - 77 °F wanneer het niet gebruikt wordt.
4. Nadat de pasta werd uitgeduwd moet de dop van de spuit zo snel mogelijk zorgvuldig worden teruggeplaatst om te voorkomen dat de pasta in de spuit verhardt door omgevingslicht en dat vreemd materiaal in de spuit terechtkomt.
5. Het product moet worden bewaard op de juiste plaats, waar enkel tandartsen er toegang toe hebben.

## VI. SYSTEEM VOOR KLEUREN EN COMPONENTEN

### 1. Kleuren

CLEARFIL AP-X is beschikbaar in 14 verschillende kleuren; 11 van die kleuren komen overeen met een ideale overeenkomst in de VITA-kleurengids en dan zijn er nog 3 kleuren voor specifieke toepassingen. Selecteer de gewenste kleur door de restauratieplaats te vergelijken met de kleurengids. De XL en HO-kleuren bieden een intensere, lichtere wit kleur. De HO-kleur is een doorschijnend wit en is geschikt voor plaatsen waar een extra witte kleur vereist is. De CL-kleur komt overeen met A2-opak en is geschikt voor cervicale plaatsen waar een opaciteit vereist is.

- Standaardkleuren : A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, C3
- Cervicale kleuren : A4, B4, C4 CL
- Doorschijnende kleuren : XL, HO

### 2. Bestanddelen

Lees de buitenkant van de verpakking voor de inhoud en hoeveelheid.

### 3. Ingrediënten

- Hoofdingrediënten:
- Bisfenol A diglycidymethacrylaat (Bis-GMA)
  - Triethyleneglycol dimethacrylaat (TEGDMA)
  - Geslaneerd barium-glas-vuller
  - Geslaneerd silica-vuller
  - Geslaneerd colloïdale silica
  - di-Camphorquinone

De totale hoeveelheid anorgane vuller bedraagt ong. 71 vol%.  
De partikelgrootte van anorgane vullers varieert van 0,02 tot 17 µm.

## VII. KLINISCHE PROCEDURES

1. Reinigen van de tandstructuur  
Zorg ervoor dat de caviteit goed gereinigd is. Een goed gereinigde caviteit zorgt voor een maximale hechting.

### 2. Vochtcontrole

Vermijd contaminatie van het behandelingsgebied met speeksel of bloed voor optimale resultaten. Een cofferdam is aanbevolen om de tand schoon en droog te houden.

### 3. Voorbereiding van de caviteit

Verwijder eventuele geïnfecteerde dentine en bereid de caviteit op de gewoonlijke manier voor.

### 4. Keuze van de kleur

Kies een gepaste kleur aan de hand van de VITA Lumin-VACUUM-kleurengids.

### 5. Pulpbescherming

Elke directe of indirecte pulpaaexpositie moet met een vast uithardend calcium-hydroxideemulpaaiement worden afgedekt. Een cementlaag of -basis is meestal echter niet nodig. Gebruik geen eugenolmaterialen voor pulpbescherming.

### 6. Zuuretsen ongesneden email

Verontreinigingen op ongesneden email door het kunststofmateriaal kunt u het beste verwijderen door het aanbrengen van een etsmiddel (bijv. K-ETCHANT GEL) op het email, laat deze stof gedurende 10 seconden ter plaatse, spoel met water en droog vervolgens.

## [WAARSCHUWING]

Het gebruik van enkel een hechtingsmiddel is geen voldoende voorbereiding van ongesneden email. Het overmatig vullen van kunststof op ongetst, ongesneden email kan een randverkleuring veroorzaken.

### 7. Aanbreng van hechtingsmiddel

De behandeling van het tandoppervlak en de hechting moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksinformatie van het gebruikte hechtingsstelsel (bijv. CLEARFIL SE BOND of CLEARFIL TRI-S BOND).

### 8. Plaatsing en lichtbehandeling van CLEARFIL AP-X

- 1) Uitduwen  
Duw de nodige hoeveelheid CLEARFIL AP-X uit. Na het uitduwen van de kunststof, draait u de duwstaaf met een halve draaiing tegen de wijsers van de klok om te voorkomen dat een teveel aan kunststof ontsnapt. Plaats de dop van de spuit onmiddellijk terug om te voorkomen dat de kunststof voortijdig verhardt. Gebruik de kunststof binnen de 5 minuten na het uitduwen. Als u de kunststof langer aan het operatiecilicht blootstelt zal de kunststof beginnen uitharden.

### 2) Plaatsing

De geleidelijke plaatsing en lichtbehandeling van elke laag wordt sterk aanbevolen, vooral bij diepe caviteiten en voor caviteiten van categorie II.

### 3) Uitharden

Uithard de kunststof met licht met een tandbehandelingseenheid\* volgens de tabel. Houdt de uitligteopening zo dicht mogelijk bij de kunststof.

Tabel: Verhouding tussen de uithardingsstijd en uithardingsdiepte, afhankelijk van de polymerisatielamp.

Type	Uithardingsstijd (sec)	Uithardingsdiepte (mm)					
		XL, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2	A4, B4, C3, C4, CL, HO				
Conventionele halogeen*	20	2,0	1,5				
	40	2,0	2,0				
Snelle halogeen*	5	2,0	1,5				
	10	2,0	2,0				
Plasmaboog*	5	2,0	1,5				
	10	2,5	2,0				
LED*	20	2,0	1,5				
	40	2,0	2,0				

\*Polymerisatielamp

Type	Lichtbron	Golflengte en lichtintensiteit
Conventionele halogeen	Halogeenlamp	Lichtintensiteit <sup>a)</sup> van 150 – 550 mW/cm² in een golflengtebereik van 400 – 515 nm
	Halogeenlamp	Lichtintensiteit <sup>a)</sup> van meer dan 550 mW/cm² in een golflengtebereik van 400 – 515 nm
Plasmaboog	Xenonlamp	Lichtintensiteit <sup>a)</sup> van meer dan 2000 mW/cm² in een golflengtebereik van 400 – 515 nm, en een lichtintensiteit van meer dan 450 mW/cm² in een golflengtebereik van 400 – 430 nm
	LED	Lichtintensiteit <sup>a)</sup> van meer dan 300 mW/cm² in een golflengtebereik van 400 – 515 nm

- 1) Piek van emissiespectrum: 450 – 480 nm
- 2) Beoordeeld volgens ISO 10650-1.
- 3) Golflengte verdeling en lichtintensiteit worden gemeten met een spectroradiometer, die werd gekalibreerd met een IEC- of NIST (National Institute of Standards and Technology)-standaardlamp

### 9. Afwerking

Ga langs de rand van de restauratie en pas de occlusie aan met een fijne diamantpunt. Polijst met silicone rubberen punten of polijstschijven.

## [GARANTEE]

Kuraray Noritake Dental Inc. vervangt eventuele producten die defect blijken te zijn.

Kuraray Noritake Dental Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse, resulterende of bijzondere verliezen of schade die voortvloeien uit de toepassing of het gebruik of het onvermogen om deze producten te gebruiken. Voor het gebruik moet de gebruiker de geschiedenis van de producten voor het bedoelde gebruik beoordelen en de gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband hiermee.

## [OPMERKING]

CLEARFIL, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL TRI-S BOND en SE BOND zijn handelsmerken van KURARAY CO., LTD.

VITA is een handelsmerk van VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG.

## DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

### I. EINLEITUNG

CLEARFIL AP-X ist ein lichthärtendes, röntgenopake Kompositkunststoff für die Restauration, der exakte Farbanpassung, exzellente Polierbarkeit und hervorragende physikalische Eigenschaften bietet und somit für Restaurationen im Frontzahnbereich und Seitenzahnbereich ideal geeignet ist. Seine optimale Viskosität gewährleistet eine einfache Handhabung und Positionierung.

### II. INDIKATIONEN

CLEARFIL AP-X ist für folgende Anwendungen im Rahmen der Restauration geeignet:

1. Im Seitenzahnbereich für Restaurationen der Klasse I, II, V
2. Im Vorderzahnbereich für Restaurationen der Klasse III, IV, V
3. Zervikale Kavitäten oder Defekte der Wurzeloberfläche

### III. KONTRAINDIKATIONEN

Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Methacrylatmonomere

### IV